

仅供科研使用

版本号：A 版

## 中性福尔马林固定液（10%）

**【货号】** BL-G001

**【规格】** 500mL

**【保存】** 10~30℃，避光保存，2 年。

### 【产品简介】

中性福尔马林固定液（10%）是医学实验室作为组织标本检验时的专用组织固定剂及防腐剂，广泛用于医院手术室、胃镜室、病理科等实验室，是一种标准化、规范化的常用组织固定液。它使用简便，安全省力，有利于广大操作者的身心健康及环境保护。

### 【使用方法】

1、将生物组织标本直接浸入固定液中，固定液用量应为标本体积的 5~10 倍。小标本固定 1~2h，大标本固定 20h 以上。

### 【注意事项】

1、中性福尔马林固定液（10%）有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。

2、温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。

3、取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。